



**Calidad al Servicio de su Ganado desde 1986**

**Tecnovet de México cumple con la Cadena de Frío de las Vacunas**

Nos aseguramos de que las vacunas mantengan su potencia y proporcionen los beneficios esperados de inmunización



- ✓ Refrigeradores exclusivos para la vacuna
- ✓ Monitoreo electrónico de la temperatura entre 2 y 7 °C
- ✓ Personal capacitado en la cadena de frío durante el almacenamiento y hasta la entrega al cliente

NO se admiten devoluciones



Tecnovet

Calidad al servicio de su Ganado  
Desde 1986

### Manejo para mantener la cadena de frío de las vacunas

- Mantener la temperatura entre 2 y 7 °C

#### Hielera

- Mantener la vacuna entre refrigerantes o hielo
- Sacar sólo la vacuna que se va a utilizar
- Proteger la vacuna de los rayos solares



#### Preparar adecuadamente la vacuna



- Agitar bien el frasco antes usarla
- Utilizar agujas de transferencia para reconstituir vacunas
- Usar jeringas nuevas o limpiarlas y enjuagar con agua
- Utilizar agujas desechables (de preferencia una por animal)

#### Otras Recomendaciones

- Vacunar con el mínimo de estrés de los animales
- Vacunar sólo animales sanos
- Utilizarla rápidamente una vez abierta. No guardar sobrantes



NO se admiten devoluciones

Consulte a su Médico Veterinario



Tecnovet

Calidad al servicio de su Ganado  
Desde 1986

### Manejo para mantener la cadena de frío de las vacunas

- Mantener la temperatura entre 2 y 7 °C

#### Hielera

- Mantener la vacuna entre refrigerantes o hielo
- Sacar sólo la vacuna que se va a utilizar
- Proteger la vacuna de los rayos solares



#### Preparar adecuadamente la vacuna



- Agitar bien el frasco antes usarla
- Utilizar agujas de transferencia para reconstituir vacunas
- Usar jeringas nuevas o limpiarlas y enjuagar con agua
- Utilizar agujas desechables (de preferencia una por animal)

#### Otras Recomendaciones

- Vacunar con el mínimo de estrés de los animales
- Vacunar sólo animales sanos
- Utilizarla rápidamente una vez abierta. No guardar sobrantes



NO se admiten devoluciones

Consulte a su Médico Veterinario



**Calidad al servicio de su Ganado  
Desde 1986**

### **Manejo para mantener la cadena de frío de las vacunas**

- Mantener la temperatura entre 2 y 7 °C

#### **Hielera**

- Mantener la vacuna entre refrigerantes o hielo
- Sacar sólo la vacuna que se va a utilizar
- Proteger la vacuna de los rayos solares



#### **Preparar adecuadamente la vacuna**



- Agitar bien el frasco antes usarla
- Utilizar agujas de transferencia para reconstituir vacunas
- Usar jeringas nuevas o limpiarlas y enjuagar con agua
- Utilizar agujas desechables (de preferencia una por animal)

#### **Otras Recomendaciones**

- Vacunar con el mínimo de estrés de los animales
- Vacunar sólo animales sanos
- Utilizarla rápidamente una vez abierta. No guardar



sobrantes

NO se admiten devoluciones

Consulte a su Médico Veterinario